




*Single cell cloning
Chemically defined medium*



CH150 medium

CH150培地は、CHO細胞のシングルセルクローニング試験と単クローン性細胞の獲得を可能にします。


CHO細胞をシングルセルから増殖させて、クローン細胞を獲得するための完全合成培地（Chemically defined medium）です。



*CHO cells


- ・浮遊系CHO細胞 and 接着系CHO細胞
- ・CHO-S、CHO-K1、CHO-DG44、CHO-DXB11など

* プロトコール



* 製品データ

- ・浮遊系CHO細胞を細胞密度 1 cell/well でシングルセルクローニング試験を行いました。
- ・CH150培地と他社 CHO細胞用 CD培地と比較しました。



製品名	製品コード	容量	希望価格(税別)
CH150培地	CH150-0005	500 mL	¥11,600

Gmep株式会社

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号

WEB : <https://gmep.co.jp> TEL : 0942-65-4463

- 記載価格は2025年4月現在のものです。
- 消費税は含まれておりません。
- 記載の価格や製品構成は変更となる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ヒト・動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。
- 試験研究用におのみ使用できます。

